

INOGEN ONE

¿Por qué estoy sonriendo?





Peso menos que su gato.

Nunca más se preocupará por quedarse sin oxígeno. Nunca más dependerá de otras personas para obtener su suministro de oxígeno. Y nunca más tendrá que esperar por las entregas.

El INOGEN ONE es el primer sistema de oxígeno pensado para brindar libertad sin igual a las personas activas que necesitan oxigenoterapia. Al contar con INOGEN ONE, ya no necesitará distintos equipos, bien sean portátiles, para usar en el hogar o en viajes. Lo mejor de todo es que, dado que con este sistema se obtiene oxígeno del aire que le rodea, no necesitará tanques de gas o de líquido que llenar. Esto significa que INOGEN ONE nunca se quedará sin oxígeno.

El INOGEN ONE está hecho para hacerle la vida más fácil. Es lo suficientemente liviano como para llevarlo sobre los hombros y viene con un carrito para llevarlo a cualquier lugar con usted si así lo desea. Nos gusta verlo como un "compañero cortés"... y dado que apenas emite un sonido de susurro, casi nadie sabrá que está en marcha.

Soy más pequeño que su cafetera.

El INOGEN ONE cabe prácticamente en cualquier parte. Ahora puede recuperar ese cuarto de la casa ocupado por un ruidoso concentrador, tanques de oxígeno de repuesto o un enorme recipiente de oxígeno líquido. El INOGEN ONE puede permanecer discretamente a sus pies, detrás de una silla, junto a la cama o sobre los hombros. Todas sus necesidades de oxígeno pueden ser satisfechas con este pequeño dispositivo, día o noche, en casa o fuera de ella.

La tecnología no sólo hace que el INOGEN ONE sea más pequeño y liviano, sino que también facilita su utilización. Apenas tiene un par de botones. Eso es todo. No hay reguladores que ajustar ni congelaciones del oxígeno líquido. Una vez que lo pruebe, se preguntará porqué alguien usaría otro equipo. Adopte la simplicidad del INOGEN ONE y vea cómo puede hacer su vida más fácil.



Medidas del INOGEN ONE: 11,62 pulg. de largo x 6 pulg. de ancho x 12,39 pulg. de alto
(29,51cm x 15,24cm x 31,47cm)

www.inogenone.com



Puedo ir donde usted quiera.

Vaya a su casa cuando quiera, no cuando su indicador de oxígeno le diga que debe hacerlo. Recuperar su libertad y el control de su día son los factores más importante que le ofrece INOGEN ONE y lo que hace a este sistema tan especial. Puede encender su INOGEN ONE enchufándolo a un tomacorriente de pared, en la toma de CC de su auto o puede tenerlo funcionando unas horas con la batería que se incluye con el dispositivo. Así que, adelante, súbase al auto para ir a hacer compras o hágase un viaje de fin de semana para visitar a sus familiares. Vaya y venga como desee sin tener que cambiar de equipos. O haga ese viaje largo que pensó que nunca más podría hacer. El INOGEN ONE está hecho para que lo siga a usted a todos lados, ya sea por la ciudad, por carretera, por un crucero o por el aire. Dónde ir ahora depende de usted.

En cuanto a los viajes aéreos, actualmente muchas aerolíneas permiten el uso de INOGEN ONE durante el vuelo. Ahora puede llevar el oxígeno con usted y se evitará toda la molestia de hacer los trámites con su proveedor para recibir el oxígeno en el aeropuerto y el gasto del oxígeno suministrado por la aerolínea durante el vuelo. Visite www.inogen.net/faa para ver la lista de aerolíneas que actualmente permiten el INOGEN ONE.

oxígeno. en cualquier momento. en cualquier lugar.

¿Qué le parecería tener un sistema de oxígeno sencillo que fuera suficientemente versátil para usar en cualquier momento, en cualquier lugar? ¿Qué le parecería si ya no tuviera que esperar entregas o perder tiempo solicitando el oxígeno para viajes? ¿Que le parecería si pudiera simplificar sus necesidades de oxígeno y tener una única solución que se adecuase a su vida?

Obtener su sistema de oxígeno INOGEN ONE es rápido y fácil. Si ya tiene un proveedor de atención médica domiciliaria, llámelos y solicite un equipo por su nombre. No acepte sustitutos.

Si es su primer dispositivo de oxígeno para el hogar o si tiene alguna dificultad para encontrar el Inogen One, llámenos y le ayudaremos a encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.

A continuación le ofrecemos la lista de accesorios que se incluyen con el INOGEN ONE:



Fuente de CA

Mientras está enchufado, el INOGEN ONE administra un suministro ilimitado de oxígeno.



Cargador móvil de corriente

Úselo para encender su INOGEN ONE en su auto, embarcación o vehículo recreativo.



Batería de ión litio

Una batería dura hasta tres horas. Cuando el equipo está enchufado, la batería se carga automáticamente.



Carrito y bolsa de mano

Diseñados específicamente para el INOGEN ONE, aproveche la ventaja de su nueva independencia y movilidad.

Especificaciones técnicas

Peso	8,31 libras (3,7 kg) con la batería: 9,8 libras (4,4 kg)
Medidas	Largo: 11,62 pulg. (29,51 cm) Ancho: 6 pulg. (15,24 cm) Alto, incluido el mango: 12,39 pulg. (31,47 cm)
Flujo de oxígeno	Sistema de administración de dosis por pulsos. Cinco ajustes de flujo del 1 al 5
Detección de energía eléctrica	Fuente de alimentación de CA 100-240 V, 50-60 Hz (detección automática que permite su uso en todo el mundo) Cargador móvil de corriente para uso de CC móvil (recarga la batería)
Batería	Duración de 3 horas*, se recarga aproximadamente en 3 horas con energía de CA o CC
Nivel de ruido	37,4 decibelios*
Garantía	Garantía limitada de 3 años**
Funcionamiento	Funciones simples de control y visor LCD fácil de leer
Uso	Fijo, portátil y en viajes. Clínicamente eficiente para uso diurno o nocturno

* En el ajuste 2, en uso típico para el hogar.

** Consulte el contenido de la garantía limitada para obtener toda la información necesaria



Fabricado por
326 Bollay Drive
Goleta, California 93117, EE.UU
805-562-0515
www.inogen.net
info@inogen.net



Para obtener la información más actualizada sobre la comunidad y el estilo de vida de personas que viven con oxigenoterapia, visite www.oxygenation.com.

Representante autorizado para Europa
HealthLink Europe BV
Centaurusweg 123
NL-5015 TC Tilburg
Los Países Bajos
Tel: +31 (0)13 547 9364
Fax: +31 (0)13 547 9302