

INOGEN ONE

*Vous vous demandez
pourquoi je souris ?*





Je pèse moins que votre chat.

Vous n'avez plus à vous soucier de vous trouver à court d'oxygène.

Vous n'avez plus à prendre des dispositions pour votre alimentation en oxygène.

Enfin, vous n'avez plus à attendre de livraisons.

L'INOGEN ONE est le premier système d'alimentation en oxygène conçu pour donner une liberté inégalée à l'utilisateur d'oxygène actif. Avec l'INOGEN ONE, finis les appareils distincts pour la maison, une utilisation portable ou en voyage. Mieux encore, comme il puise son oxygène dans l'air ambiant, vous n'avez plus besoin de remplir de bouteilles de gaz ou de liquide. Autrement dit, votre INOGEN ONE ne sera jamais à court d'oxygène.

L'INOGEN ONE est fait pour vous rendre la vie plus facile. Il est assez léger pour être transporté sur l'épaule et il est livré avec un chariot qui roule derrière vous quand vous vous déplacez. C'est selon nous le « parfait compagnon »... comme il est quasi silencieux, la plupart des gens ne se rendent pas compte de son fonctionnement.

Je suis plus petit que votre cafetière électrique.

L'INOGEN ONE trouve sa place quasiment partout. Dorénavant, vous pouvez récupérer l'espace qu'occupaient chez vous votre concentrateur bruyant, vos bouteilles d'oxygène d'appoint ou votre grand réservoir d'oxygène liquide. Vous pouvez poser discrètement l'INOGEN ONE à vos pieds, derrière une chaise, à côté de votre lit ou sur l'épaule. Tous vos besoins en oxygène sont satisfaits avec ce petit appareil – le jour ou la nuit, chez vous ou en déplacement.

La technologie donne non seulement un INOGEN ONE plus petit et plus léger, mais elle le rend par ailleurs plus facile à utiliser. Quelques boutons, c'est tout. Pas de détendeur à activer, ni d'oxygène liquide qui gèle dans la bouteille. Une fois que vous l'aurez essayé, vous vous demanderez pourquoi tout le monde ne l'a pas encore adopté. Optez pour la simplicité de l'INOGEN ONE et voyez comment il peut vous simplifier la vie.





Je peux aller partout avec vous.

Rentrez chez vous quand vous le voulez, et non pas quand votre jauge d'oxygène vous y *oblige*. Les points forts de l'INOGEN ONE sont qu'avec lui, vous recouvrez votre liberté et vous reprenez les commandes de votre vie. Vous pouvez alimenter l'INOGEN ONE en le branchant sur une prise secteur, la prise de l'allume-cigares de votre voiture ou l'utiliser pendant des heures avec la batterie fournie. Alors, n'hésitez plus à monter en voiture pour aller faire vos courses ou à partir en week-end pour rendre visite à votre famille. Déplacez-vous comme bon vous semble sans avoir à changer d'appareil. Ou bien, faites ce long voyage que vous ne pensiez jamais pouvoir faire. L'INOGEN ONE est fait pour vous suivre partout – en ville, sur la route, en croisière ou en avion. Le choix d'une destination n'appartient désormais plus qu'à vous !

Pour ce qui est des voyages en avion, de nombreuses compagnies aériennes permettent désormais l'utilisation de l'INOGEN ONE en cours de vol. Vous pouvez maintenant emporter votre oxygène avec vous, ce qui vous évite d'arranger la fourniture d'oxygène à l'aéroport avec votre fournisseur et les frais d'oxygène en vol facturés par la compagnie aérienne. Consultez www.inogen.net/faa pour lire la liste des compagnies aériennes qui autorisent d'ores et déjà l'INOGEN ONE en vol.

oxygène. tout le temps. partout

Et si vous pouviez avoir un système d'alimentation en oxygène simple, mais assez polyvalent pour être utilisable tout le temps et partout ? Imaginez que vous n'ayez plus à attendre de livraisons ou à prendre des dispositions pour avoir de l'oxygène quand vous voyagez... que vous puissiez simplifier vos besoins en oxygène en ne comptant plus que sur un seul produit adapté à votre mode de vie.

Vous pouvez rapidement et facilement vous procurer un système d'alimentation en oxygène INOGEN ONE. Si vous avez déjà un prestataire de soins à domicile, appelez-le et demandez-lui exactement ce nom de produit. Ne vous contentez pas d'un ersatz.

S'il s'agit de votre premier appareil d'alimentation en oxygène à domicile ou si vous avez des difficultés à trouver l'Inogen One, appelez-nous et nous vous communiquerons le nom et les coordonnées du fournisseur le plus proche.

Voici la liste d'accessoires fournis avec l'INOGEN ONE :



Bloc d'alimentation c.a.

Lorsqu'il est branché, l'INOGEN ONE fournit une alimentation illimitée en oxygène.



Chargeur d'alimentation mobile

Utilisez cette alimentation pour alimenter l'INOGEN ONE dans une voiture, un bateau ou un véhicule de loisir.



Batterie ion-lithium

Une batterie procure une autonomie de trois heures. Quand l'appareil est branché, la batterie se recharge automatiquement.



Chariot et sacoche de transport

Spécialement conçus pour l'INOGEN ONE, profitez de votre indépendance et de votre mobilité recouvrées.

Caractéristiques techniques

Poids 3,7 kg, avec la batterie : 4,4 kg

Dimensions Longueur : 29,51 cm Largeur : 15,24 cm
Hauteur, poignée comprise : 31,47 cm

Débit d'oxygène Système d'alimentation par doses pulsées. Cinq réglages de débit (1 à 5)

Détection d'alimentation Bloc d'alimentation c.a. 100-240 V, 50-60 Hz (détection automatique permettant une utilisation partout dans le monde)
Chargeur d'alimentation mobile pour une utilisation sur c.c. mobile (recharge la batterie)

Batterie Autonomie de 3 heures* ; la recharge prend 3 heures environ sur alimentation c.a. ou c.c.

Bruit 37,4 décibels*

Garantie Garantie limitée de 3 ans**

Fonctionnement Commandes simples et affichage (à cristaux liquides) facile à lire

Utilisations Stationnaire, portable et en voyage. Cliniquement efficace pour une utilisation de jour comme de nuit.

* Au réglage 2, utilisation typique à la maison.

** Pour les détails complets, reportez-vous au texte de la garantie limitée.



Fabriqué par
326 Bollay Drive
Goleta, California 93117, États-Unis
805-562-0515
www.inogen.net
info@inogen.net



*Pour les dernières informations
(style de vie et contacts locaux)
destinées aux personnes nécessitant
une oxygénothérapie, consultez
consultez www.oxygenation.com.*

Représentant agréé dans l'UE
HealthLink Europe BV
Centaurusweg 123
NL-5015 TC Tilburg
PaysBas
Tél. : +31 (0)13 547 9364
Fax: +31 (0)13 547 9302