

INOGEN ONE

Waarom glimlach ik?





Ik weeg minder dan je kat.

Geen zorgen meer dat je zonder zuurstof valt.

Niet meer afhankelijk zijn van anderen voor je zuurstofvoorraad.

En geen bestellingen meer.

De INOGEN ONE is het eerste zuurstofsysteem ontworpen om ongeëvenaarde vrijheid te bieden aan de actieve zuurstofgebruiker. Met de INOGEN ONE zijn er geen afzonderlijke onderdelen meer nodig voor thuisgebruik, draagbaar gebruik of tijdens reizen. En het beste nieuws is dat de zuurstof uit de omgevingslucht wordt gehaald, zodat er geen gas- of vloeistoftanks meer hoeven te worden gevuld. Dat betekent dat je INOGEN ONE nooit zonder zuurstof valt.

De INOGEN ONE is ontworpen om je leven te vereenvoudigen. Hij is licht genoeg om over de schouder te worden gedragen en wordt met een karretje geleverd dat achter je rolt wanneer je op stap bent. Wij beschouwen het een 'beleefde metgezel' ... en aangezien hij nagenoeg geluidloos is, weten de meeste mensen niet dat hij aanstaat.

Ik ben kleiner dan je koffiemachine.

De INOGEN ONE past praktisch overal. Nu kun je die kamer gevuld met een luidruchtige concentrator, reserve zuurstofflessen of een groot reservoir vloeibare zuurstof opnieuw gebruiken. De INOGEN ONE wordt onopvallend bij je voeten, achter een stoel, naast het bed of over de schouder geplaatst. Dit ene kleine apparaat kan aan al je zuurstofbehoeftes voldoen – dag of nacht, thuis of weg van huis.

De technologie maakt de INOGEN ONE niet alleen kleiner en lichter maar ook eenvoudiger te bedienen. Gewoon een paar knoppen. Meer is er niet. Geen sprake meer van reguleurs die moeten worden verwisseld of bevroren vloeibare zuurstof. Eens dat je het probeert, vraag je je af waarom je ooit nog iets anders zou gebruiken. Maak kennis met de INOGEN ONE om te zien hoe hij je leven kan vereenvoudigen.





Ik ga waar je ook wil.

Ga naar huis wanneer jij beslist, niet omdat je zuurstofmeter je vertelt dat je moet. Je vrijheid herwinnen en de dag kunnen beheersen is wat de INOGEN ONE zo speciaal maakt. Je kan je INOGEN ONE doen werken door hem op een wandstopcontact of het gelijkstroomcontact van je wagen aan te sluiten of hij kan meerdere uren op de meegeleverde batterij werken. Ga dus gerust boodschappen doen of neem een weekend verlof om je familie te bezoeken. Nu kan je heen-en-weer gaan zonder de apparaten te hoeven verwisselen. Of ga op die lange reis die je dacht nooit te kunnen doen. De INOGEN ONE is ontworpen om je overal te volgen of het nu in de stad, op reis, op een cruise of in een vliegtuig is. Nu beslis JIJ waar je wil gaan!

Over vlieguren gesproken, talrijke luchtvaartmaatschappijen laten je nu de INOGEN ONE tijdens de vlucht gebruiken. Nu kan je je zuurstof met je meenemen, hoef je je geen zorgen meer te maken om zuurstof op de luchthaven te vinden of over de kosten van zuurstofbevoorrading tijdens de vlucht. Zie Visit www.inogen.net/faa voor een lijst van luchtvaartmaatschappijen die gebruik van de INOGEN ONE toestaan.

zuurstof. altijd. overal

Wat zou je doen als je een eenvoudig zuurstofstelsysteem had met voldoende toepassingsmogelijkheden om het altijd en overal te kunnen gebruiken? Wat als je niet meer op leveringen hoeft te wachten en geen tijd hoeft te besteden om te voorzien in zuurstof tijdens reizen? Wat als je je zuurstofbehoeften kon vereenvoudigen en over een enkele oplossing beschikte die in je leven past?

Je INOGEN ONE zuurstofstelsysteem verkrijgen is snel en eenvoudig. Als je reeds een leverancier hebt voor je medische uitrusting, kan je de leverancier opbellen en specifiek om een INOGEN ONE vragen. Aanvaard geen surrogaten.

Als dit je eerste apparaat is voor zuurstofvoorziening thuis, of als je problemen hebt om een Inogen One te vinden, bel ons dan op en we helpen je dan een leverancier te vinden.

Hier is een lijst van wat met je INOGEN ONE wordt meegeleverd:



Wisselstroomvoedi

Wanneer aangesloten levert de INOGEN ONE een onbeperkte zuurstofvoorraad.



Mobiele oplader

Gebruik deze oplader om je INOGEN ONE in je wagen, boot of camper van stroom te voorzien.



Oplaadbare lithiumionbatterij

Een batterij duurt tot drie uur. Wanneer de INOGEN ONE op een stroombron is aangesloten, wordt de batterij automatisch geladen.



Karretje en draagtas

Speciaal ontworpen voor de INOGEN ONE zodat je het grootste voordeel kan halen uit je nieuwe onafhankelijkheid en mobiliteit.

Technische specificaties:

Gewicht 3,7kg; inclusief de batterij 4,4kg

Afmetingen Lengte: 29,51cm Breedte: 15,24cm;
Hoogte inclusief het handvat: 31,47cm

Zuurstofflow Pulsdosistoevoersysteem. Vijf flowinstellingen van 1-5

Stroomsensing AC-voeding 100-240 V, 50-60 Hz (auto-sensing voor wereldwijd gebruik);
mobiele oplader voor mobiel DC-gebruik (batterij wordt opgeladen)

Batterij Gebruiksduur 3 uur*, gedurende ongeveer 3 uur opladen met wisselstroom of gelijkstroom

Geluidsniveau 37,4 decibel*

Garantie 3 jaar beperkte garantie**

Bediening Eenvoudige bedieningsfuncties en gemakkelijk te lezen LCD-scherm

Gebruik Thuis, mobiel en reizen. Klinisch geschikt voor dag- en nachtgebruik

* Bij instelling 2, bij normaal thuisgebruik.

** Zie de beperkte garantie voor nadere details.



Gefabriceerd door
326 Bollay Drive
Goleta, Californië 93117, USA
805-562-0515
www.inogen.net
info@inogen.net



Voor de nieuwste
informatie voor mensen die met
zuurstoftherapie leven
bezoekt u www.oxygenation.com

Erkend vertegenwoordiger Europa
HealthLink Europe BV
Centaurusweg 123
NL-5015 TC Tilburg
Nederland
Tel: +31 (0)13 547 9364
Fax: +31 (0)13 547 9302